

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

## БЛАНК ЗАКАЗА Grizzly



Особенности:



Функция колыбели  
0° - 30°



Регулировка угла  
наклона спинки  
0° - 81°



Регулировка угла  
наклона подножки  
55° - 180°



Изменение  
положения  
сиденья

Прогулочная коляска MyWam Grizzly

Размер 1  
**299 420 руб.**




## Технические характеристики:

длина коляски	97 – 115 см
ширина коляски	65 см
высота коляски	108 – 123 см
общий вес	20 – 28 кг
эффективная глубина сиденья	25 – 37 см
ширина сиденья	18** – 40 см
высота спинки	57 – 70 см
ширина спинки	18** – 34 см
расстояние от подножка до сиденья / количество регулировок	23-40,5 см / 7 позиций
длина коляски сложенной для транспортировки	рама 80 см / сиденья 72 см
ширина коляски сложенной для транспортировки	рама 64 см / сиденья 43 см
высота коляски сложенной для транспортировки	рама 35 см / сиденья 47 см
максимальный вес пациента	45 кг
рост пациента	85-140 см

\*) значения указаны со вставками или \*\*) с подушками  
 Погрешность измерения +/- 20 мм, +/- 1,5 кг



темно-серый / светло-серый



темно-серый / голубой



светло-серый / бордовый

Базовая комплектация:



Складная рама коляски со съемным сиденьем



Поручень-ограничитель



5-точечный ремень



Боковые поддержки и подголовник



Регулируемый абдуктор



Дождевик



Держатели стоп



Сумка для аксессуаров



Корзина



Ремни для разведения ног



Навес с окошком

Дополнительные опции:

**В БАЗОВОЙ  
КОМПЛЕКТАЦИИ!**



Столик  
15 300 руб.



Ремни для  
разведения ног  
8 250 руб.



Москитная  
сетка  
5 500 руб.



Перчатки  
10 840 руб.



Зонтик  
11 330 руб.



Мешок  
для ног  
12 290 руб.



Комплект "Мишка Grizzly":

- Меховые рукавицы
  - Меховые накладки на боковые поддержки
  - Меховые накладки на подголовник
  - Меховые накладки на поручень-ограничитель
  - Меховые ушки на навес
- 11 330 руб.

Примечания:

Итого:                      руб.

