

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА

Кресло для купания

delfi


Особенности:



Регулировка
глубины
сиденья



Регулировка
угла наклона
подголовника



Регулировка
угла наклона
подножки



Регулировка
угла наклона
спинки



Регулировка высоты кресла



Размер S



73 050 руб.

Размер M



77 550 руб.

Размер L



82 000 руб.

Технические характеристики:

РАЗМЕР КРЕСЛА	S	M	L
ДЛИНА КРЕСЛА	138 – 142 см	157 – 161 см	174 – 182 см
ШИРИНА КРЕСЛА	39 см	44 см	49 см
ОБЩИЙ ВЕС	5,4 кг	5,8 кг	6,7 кг
ГЛУБИНА СИДЕНИЯ	38 – 42 см	38 – 42 см	40 – 50 см
ШИРИНА СИДЕНЬЯ	39 см	44 см	49 см
ВЫСОТА СПИНКИ	45 см	51 см	56 см
ШИРИНА СПИНКИ	39 см	44 см	49 см
ДЛИНА ПОДНОЖКИ	37 см	47 см	51 см
ДЛИНА КРЕСЛА В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ	83 см	91 см	105 см
ШИРИНА КРЕСЛА В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ	39 см	44 см	49 см
ВЫСОТА КРЕСЛА В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ	37 см	37 см	40 см
УГОЛ НАКЛОНА СПИНКИ	90 – 180 °	90 – 180 °	90 – 180 °
УГОЛ НАКЛОНА ПОДНОЖКИ	0 – -70 °	0 – -60 °	0 – -55 °
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА	30 кг	50 кг	70 кг

Базовая комплектация:



Подголовник



Тазовый ремень



Держатели голени

Дополнительные опции:



Ремень для стабилизации

S 4 500 руб.

M 4 500 руб.

L 4 500 руб.



Накладки для бёдер

S 5 300 руб.

M 5 300 руб.

L 5 300 руб.

Примечания:

Итого: руб.