

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:



Примечания:

## БЛАНК ЗАКАЗА Swiftly 1

проверь подсчет

Итого: руб.

### Особенности:



**Swiftly размер 1**  
с транспортировочным  
креплением




Артикул: 6806/5

**256 620 руб.**



### Базовая комплектация:

- 5-точечный ремень
- Абдуктор
- Поручень-ограничитель
- Блокировка передних колес
- Корзина (max 3 кг)
- Полиуретановые колеса
- Держатели стоп
- Транспортировочное крепление



**Технические характеристики:**

	Swiftly 1	Swiftly 2
Ширина сиденья (с минимайзером)	(23 см)* 34 см	(29,5 см)* 39,5 см
Глубина сиденья (с минимайзером)	(17 см)* 22 см - 28,5 см	(24,5 см)* 34 см - 40 см
Мин. высота плеч (с минимайзером)	(26 см)* 37 см	(30 см)* 47 см
Высота спинки	62 см	70 см
Длина голени (с минимайзером)	(12 см)* 16 см - 33 см	(21см)* 21см - 37 см
Угол бедра	От 90° до 115°	От 90° до 115°
Угол стопы	90°	90°
Угол наклона сиденья	+15	+20°
Размер подножки (ШхГ)	31 x 18 см	31 x 20 см
Высота толкателя	80 - 119 см	82 - 124 см
Колеса передние (литые)	18 см	18 см
Колеса задние (литые)	25 см	25 см
Общая ширина	61 см	67 см
Габариты (ШхВхД)	61 x 102 x 98 см	67 x 113 x 98 см
Габариты в сложенном виде (Ш x В x Д)	61 x 38 x 73 см	67 x 49 x 79 см
Вес коляски	12,4 кг	18,6 кг
Максимальный вес пользователя	35 кг	50 кг
Рост пользователя	90-120 см	120-150 см

\*с использованием минимайзера

**Комплект подушек - минимайзер**

чёрный  
 Артикул: 6834  
 48 250 руб.

красный  
 Артикул: 6834/1  
 48 250 руб.



Состоит из 4-х частей:

- подушка, уменьшающая глубину (1 шт.)
- боковые пилоты (2 шт.)
- подголовник (1 шт.)
- подушка для ног (1 шт.)




Подголовник, черный

Артикул: 6824  
18 700 руб.




2-точечный ремень

Артикул: 8420/1  
9 560 руб.



Боковые поддержки с ремнем

Артикул: 6633/2  
35 805 руб.




Боковые поддержки

Артикул: 6634/6  
30 050 руб.



Абдуктор

Артикул: 6620/6  
16 860 руб.



Поручень

Артикул: 6833/1  
10 080 руб.



\*входит в базовую комплектацию

\*входит в базовую комплектацию

Накладки на раму, черные

Артикул: 6622/6  
11 030 руб.



Накладки на раму, красные

Артикул: 6622/7  
11 030 руб.



### Нагрудный жилет

Размер S  
 Артикул: 6631/51  
 14 700 руб.

Размер M  
 Артикул: 6632/51  
 14 700 руб.

Размер L  
 Артикул: 6731/51  
 15 960 руб.



Нагрудный жилет	Размер S	Размер M	Размер L
Артикул	6631/6	6632/6	6731/6
Размер мягкой части (ш × в)	33 x 30 cm 13 x 11.8"	38 x 35 cm 15 x 13.8"	44 x 41 cm 17.3 x 16.1"
Длина верхнего ремня	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Цвет	Чёрный	Чёрный	Чёрный

### Нагрудный ремень-бабочка, узкий

Размер S  
 Артикул: 6385/3  
 16 910 руб.

Размер M  
 Артикул: 6585/3  
 17 650 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, узкий	Размер S	Размер M
Item code	6385/3	6585/3
A	12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B	21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C	11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D	9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E	6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F	21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

### Нагрудный ремень-бабочка, широкий

Размер S  
 Артикул: 6616/6  
 13 760 руб.

Размер M  
 Артикул: 6617/6  
 13 760 руб.


Размер L  
 Артикул: 6717/6  
 14 500 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, широкий	Размер S	Размер M	Размер L
Item code	6616/6	6617/6	6717/6
A	18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B	30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C	16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D	14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E	11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F	18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

### Ремни для разведения ног

Размер 1  
 Артикул: 6614/6  
 13 760 руб.



### Держатели стоп

Артикул: 6648/2  
 7 350 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Зимний мешок

Артикул: 6618/5  
37 400 руб.



Дождевик, прозрачный

Артикул: 6739  
14 700 руб.



Навес с мешком для ног, прозрачный

Артикул: 6638/1  
24 850 руб.



\* можно использовать только в сочетании с 6637/6 или 6637/61

Навес с мешком для ног

Артикул: 6637/6  
44 750 руб.



Навес

Артикул: 6637/61  
28 670 руб.



Зонтик

Артикул: 6594/2  
10 710 руб.



Опрокидыватель

Артикул: 6829/1  
7 050 руб.



Столик, прозрачный,  
регулируется по углу наклона

Артикул: 6628/1  
45 950 руб.



Корзина

Артикул: 6813  
9 500 руб.



\*входит в базовую комплектацию

Комплект пневматических колес, чёрные

Артикул: 6671/1  
47 460 руб.



Примечания:

Итого:

руб.

