

Ф.И.О. ребёнка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА



Особенности:



Регулировка
высоты



Блокировка
направления
передних колёс



Регулировка
расстояния
между ручками



Антиреверсный
механизм



Блокировка
движения
назад

**Заднеопорные ходунки
MyWam Go Spider**



Технические характеристики:

GO.SPIDER	Размер S	Размер M	Размер L
ДЛИНА ХОДУНКОВ	80 см	92 см	94 см
ШИРИНА ХОДУНКОВ	66 см	69 см	69 см
ВЫСОТА ХОДУНКОВ	58 - 70 см	64 - 83 см	74 - 114 см
ШИРИНА МЕЖДУ РУЧКАМИ	45 см	49 см	49 см
ВЫСОТА ОТ ПОЛА ДО РУЧЕК ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЕ	48 - 66 см	53 - 72 см	66 - 84 см
ВЫСОТА ОТ ПОЛА ДО РУЧЕК ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЕ	62 - 80 см	72 - 91 см	95 - 114 см
ДИАМЕТР ПЕРЕДНИХ КОЛЁС	21 см	21 см	21 см
ДИАМЕТР ЗАДНИХ КОЛЁС	18 см	18 см	18 см
РАССТОЯНИЕ ОТ ПЯТКИ ДО ЛОКТЯ	80 см	83 см	106 см
ОБЩАЯ МАССА	8,8 кг	9,2 кг	10,5 кг
ДЛИНА В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ	86 см	100 см	103 см
ШИРИНА В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ	66 см	69 см	69 см
ВЫСОТА В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ	29 см	29 см	29 см
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	35 кг	50 кг	80 кг
РОСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	100 - 135 см	130 - 150 см	150 - 170 см

Погрешность измерения: +/- 20 мм, +/- 1,5 кг, +/- 1°

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические параметры.



Размер S
оранжево-чёрный
108 200 руб.



Размер M
зелёно-чёрный
114 000 руб.



Размер L
чёрный
121 800 руб.

Базовая комплектация:



Складная рама с функцией «Я расту вместе с тобой», чёрные шортики-поддержка, антипрокидыватель, реверсивный замок, передние колёса с блокировкой



Дополнительные аксессуары:



Размер S

Размер M

Размер L

Ручные тормоза (2 шт)
9 100 руб.



Размер S

Размер M / L

Сиденье
16 800 руб.



Поддержка таза
31 400 руб.



Подлокотники
(левый + правый)
64 200 руб.



Сумка
15 300 руб.



Ручка для
сопровождающего
7 500 руб.



Прямые ручки (2 шт)
12 500 руб.

Примечания:

Итого: руб.

