

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА ADVANTAGE

Особенности:




Регулировка
угла наклона
рамы от
-7 до +31°



Ножные педали
для регулировки
угла наклона и
высоты



Регулиров
ка высоты
рамы от 29
до 69 см



Рама
адаптируется
под 1 и 2
размер



Система BSS
(при наклоне
спинки сиденье
выдвигается
вперёд)

Сиденье EASyS Advantage + комнатная рама Q (Hi-Low)

☐ Размер 1
Артикул: 6709/7 + 6666/6
373 200 руб.

☐ Размер 2
Артикул: 6709/7 + 6666/6
396 400 руб.



Кресло EASyS Advantage

Технические характеристики:

EASYS ADVANTAGE	размер 1	размер 2
Глубина сиденья	19 - 30 см	27 - 38 см
Ширина сиденья	19 - 31 см	25 - 37 см
Высота спинки	41.5 - 68 см	55 - 74 см
Длина голени	17.5 - 29 см	21 - 37 см
Угол бедра	90° - 180°	90° - 180°
Угол колена	90° - 180°	90° - 180°
Угол стопы	78° - 100°	78° - 100°
Высота сиденья	29 - 69 см	29 - 69 см
Наклон сиденья (по напр-ю движ-я)	- 7° - 31°	- 7° - 31°
Направляющая бедер (Ш x В)	23 x 12 см	30 x 15 см
Подножка (Ш x Г)	28 x 18 см	32 x 21 см
Вес сиденья	9 кг	10.4 кг
Вес пользователя max	35 кг	40 кг



Базовая комплектация:

- подголовник
- абдуктор
- поручень
- боковые поддержки
- 4-точечный тазовый ремень
- держатели стоп
- рама Q (hi-low)
- адаптер к раме Q



***выберите нужный Вам цвет обивки**




красный

☐


серый

☐


зеленый

☐


синий

☐


розовый

☐

Шасси Advantage Q (Hi-Low)

Технические характеристики:

EASyS Advantage

Наклон сиденья	от -7° до + 31°
Высота сиденья	29 - 69 см
Размер колес (передние)	100 мм
Размер колес (задние с тормозом)	100 мм
Габариты (Ш x В x Д)	54 x 59 x 73 см
Вес (без сиденья)	13.5 кг
Вместимость max	50 кг



Адаптер для шасси Q

*небходим в сочетании с шасси Advantage Q

Толкатель для шасси Q

☐ Размер 1
 Артикул: 6660/1
 45 000 руб.



Абдуктор

- ☐ Размер 1
Артикул: 6620/6
16 860 руб.
- ☐ Размер 2
Артикул: 6720/6
17 500 руб.



Поручень

- ☐ Размер 1
Артикул: 6621/5
10 100 руб.
- ☐ Размер 2
Артикул: 6721/5
12 030 руб.



* входит в базовую комплектацию

* входит в базовую комплектацию

Столик, черный

- ☐ Размер 1, 2
Артикул: 6650
19 900 руб.



Столик, прозрачный, регулируется по углу наклона

- ☐ Размер 1
Артикул: 6628/1
45 940 руб.
- ☐ Размер 2
Артикул: 6728/1
48 100 руб.



Боковые поддержки с ремнем

- ☐ Размер 1, 2
Артикул: 6633/2
35 805 руб.



Боковые поддержки

- ☐ Размер 1
Артикул: 6634/6
30 030 руб.
- ☐ Размер 2
Артикул: 6734/6
30 930 руб.



* входит в базовую комплектацию

Держатели стоп

- ☐ Артикул: 6648/2
7 350 руб.



Накладка для голени

- ☐ Артикул: 6635/5
6 460 руб.



* входит в базовую комплектацию

Подголовник

- ☐ Размер 1
Артикул: 6624/6
25 730 руб.
- ☐ Размер 2
Артикул: 6724/6
26 360 руб.



Подголовник, гибкий

- ☐ Размер 1, 2
Артикул: 6623/1
24 200 руб.



*входит в базовую комплектацию

Обивка для держателя рамы подножки

- ☐ Размер 1
Артикул: 6230
2 800 руб.



2-точечный тазовый ремень

- ☐ Размер 1
Артикул: 8420/1
9 560 руб.
- ☐ Размер 2
Артикул: 8470/1
13 760 руб.



4-точечный тазовый ремень

- ☐ Размер 1
Артикул: 8421/1
12 760 руб.
- ☐ Размер 2
Артикул: 8471/1
13 970 руб.



* входит в базовую комплектацию

Ремни для разведения ног

- ☐ Размер 1
Артикул: 6614/6
13 760 руб.
- ☐ Размер 2
Артикул: 6714/6
14 500 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, широкий

☐ Размер S
Артикул: 6616/6
13 760 руб.

☐ Размер M
Артикул: 6617/6
13 760 руб.

☐ Размер L
Артикул: 6717/6
14 500 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, широкий	Размер S	Размер M	Размер L
Item code	6616/6	6617/6	6717/6
A	18.5 cm / 7.3"	25 cm / 9.8"	25.5 cm / 10"
B	30 cm / 11.8"	33.5 cm / 13.2"	45 cm / 17.7"
C	16 cm / 6.3"	18.5 cm / 7.3"	23 cm / 9.1"
D	14 cm / 5.5"	17 cm / 6.7"	22 cm / 8.7"
E	11.5 cm / 4.5"	10.5 cm / 4.1"	11.5 cm / 4.5"
F	18 cm / 7.1"	21.5 cm / 8.5"	25 cm / 9.8"

Нагрудный ремень-бабочка, узкий

☐ Размер S
Артикул: 6385/3
16 910 руб.

☐ Размер M
Артикул: 6585/3
17 640 руб.



Нагрудный ремень-бабочка, узкий	Размер S	Размер M
Item code	6385/3	6585/3
A	12 cm / 4.7"	18 cm / 7.1"
B	21 cm / 8.3"	33 cm / 13"
C	11.5 cm / 4.5"	15 cm / 5.9"
D	9.5 cm / 3.7"	18 cm / 7.1"
E	6 cm / 2.4"	10 cm / 3.9"
F	21 cm / 8.3"	27 cm / 10.6"

Н-образный ремень с накладкой

☐ Размер 1, 2
Артикул: 6629/5
10 080 руб.



Н-образный ремень	Размер S	Размер M
Артикул	6629/7	6629/7
Размер наплечников	5 x 15 cm / 2 x 5.9"	5 x 15 cm / 2 x 5.9"
Длина плечевого ремня	60 cm / 23.6"	60 cm / 23.6"
Длина поясного ремня	40 cm / 15.7"	40 cm / 15.7"
Цвет	Чёрный	Чёрный

Нагрудный жилет

☐ Размер S
Артикул: 6631/51
14 700 руб.

☐ Размер M
Артикул: 6632/51
14 700 руб.

☐ Размер L
Артикул: 6731/51
15 960 руб.



Нагрудный жилет	Размер S	Размер M	Размер L
Артикул	6631/6	6632/6	6731/6
Размер мягкой части (ш x в)	33 x 30 cm 13 x 11.8"	38 x 35 cm 15 x 13.8"	44 x 41 cm 17.3 x 16.1"
Длина верхнего ремня	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"	65 cm / 25.6"
Цвет	Чёрный	Чёрный	Чёрный

Дополнительная обивка

красный



Размер 1
Артикул: 6247

☐

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6447

☐

23 580 руб.

серый



Размер 1
Артикул: 6245

☐

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6445

☐

23 580 руб.

зеленый



Размер 1
Артикул: 6249

☐


20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6449

☐

23 580 руб.

синий



Размер 1
Артикул: 6248

☐

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6448

☐

23 580 руб.

розовый



Размер 1
Артикул: 6246

☐

20 220 руб.

Размер 2
Артикул: 6446

☐

23 580 руб.

Примечания:

Итого: 0 руб.

Модификация с прогулочным шасси

Шасси Advantage A

☐ Размер 1
 Артикул: 6201/4
222 230 руб.

☐ Размер 2
 Артикул: 6401/4
228 060 руб.



Технические характеристики:

EASyS Advantage	размер 1	размер 2
Высота ручки	71,5 - 117 см	71,5 - 117 см
Габариты (Д x Ш x В) только шасси	99,5 x 59,5 x 96 см	107 x 69 x 108 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	81 x 59,5 x 38 см	81 x 69 x 38 см
Габариты (Д x Ш x В) с сиденьем	99,5 x 59,5 x 114 см	107 x 69 x 120 см
Габариты (Д x Ш x В) в сложенном виде	82 x 59,5 x 42,5 см	86 x 69 x 55 см
Размер колес поворотных (передние)	18 см	18 см
Размер колес (задние)	25 см	25 см
Вес (без сиденья)	9.8 кг	10.9 кг
Вместимость корзины max	5 кг	5 кг
Вместимость max (с сиденьем)	50 кг	55 кг

Аксессуары для прогулочного шасси

Накладки на раму

☐ Размер 1
 Артикул: 6622/6
11 030 руб.



Зимний мешок

☐ Размер 1
Артикул: 6618/5
37 400 руб.

☐ Размер 2
Артикул: 6718/5
39 800 руб.



Дождевик, прозрачный

☐ Размер 1
Артикул: 6739
14 700 руб.



Навес с мешком для ног, прозрачный

☐ Размер 1
Артикул: 6638/1
24 840 руб.



*только в сочетании с солнцезащитным и дождевым козырьком

Навес с мешком для ног

☐ Размер 1
Артикул: 6637/6
44 730 руб.



Навес

☐ Размер 1
Артикул: 6637/61
28 670 руб.



Зонтик

☐ Размер 1
Артикул: 6594/2
10 710 руб.



Сумка для аксессуаров

☐ Размер 1
Артикул: 6639/41
7 980 руб.



Корзина для оборудования

☐ Размер 1
 Артикул: 6294/1
 30 030 руб.

☐ Размер 2
 Артикул: 6494/1
 31 870 руб.

*для шасси Advantage A



Корзина для оборудования	Размер S	Размер M
Артикул	6294/1	6494/1
Размер	38 x 3 x 39 cm 15 x 1.2 x 15.4"	43 x 3 x 39 cm 16.9 x 1.2 x 15.4"

Комплект пневматических колес

☐ Размер 1
 Артикул: 6647/1
 47 460 руб.

*для шасси Advantage A



Опрокидыватель

☐ Артикул: 6750/2
 7 050 руб.



Примечания:

Итого: 0 руб.

Суммарно модификация *комнатная + прогулочная*

Итого: 0 руб.