

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА mouse

Особенности:



Функция колыбели
8° - 23°



Регулировка угла
наклона спинки
16° - 88°



Регулировка угла
наклона подножки
84° - 173°



Изменение
положения
сиденья



Установка на
комнатную раму

Прогулочная коляска MyWam Mouse

Размер 1
177 910 руб.



Технические характеристики:

ДЛИНА КОЛЯСКИ	95-124 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ	60 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ	122 – 134 см
ОБЩИЙ ВЕС	17,2 – 23,2 кг
ЭФФЕКТИВНАЯ ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ	22* / 26 см
ШИРИНА СИДЕНЬЯ	24* / 32 см
ВЫСОТА СПИНКИ	52 см
ШИРИНА СПИНКИ	30 см
РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДНОЖКА ДО СИДЕНЬЯ / КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРОВОК	14,5-23 см / 4 позиции
ДЛИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	рама 84 см / сиденья 72 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	рама 58 см / сиденья 42 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	рама 25 см / сиденья 39 см
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА	30 кг
РОСТ ПАЦИЕНТА	80 – 110 см

*) значения указаны со вставками или **) с подушками
 Погрешность измерения +/- 20 мм, +/- 1,5 кг




темно-серый / светло-серый

Базовая комплектация:



Складная рама коляски со съемным сиденьем



Подушки для
уменьшения



5-точечный
ремень



Навес с окошком



Абдуктор



Поручень-ограничитель



Дождевик



Боковые поддержки
и подголовник



Сумка для аксессуаров



Ремни для разведения
ног



Корзина

Дополнительные аксессуары:



Столик
15 300 руб.



Зонтик
11 350 руб.



Москитная сетка
5 500 руб.



Перчатки
7 400 руб.



Мешок для ног
12 300 руб.



Комнатная рама*
82 150 руб.

*Универсальная для Мева / Mouse

Примечания:

Итого: руб.

