

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА



Особенности:



Функция колыбели
9,5° - 29°



Регулировка угла
наклона спинки
3° - 99°



Регулировка угла
наклона подножки
80° - 180°



Лежачее положение

Прогулочная коляска MyWam Yeti

Размер 1
299 500 руб.



Технические характеристики:

ДЛИНА КОЛЯСКИ	114,5 – 146 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ	66 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ	117 – 138 см
ОБЩИЙ ВЕС	24 – 28,6 кг
ЭФФЕКТИВНАЯ ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ	31 – 45 см
ШИРИНА СИДЕНЬЯ	28* / 43 см
ВЫСОТА СПИНКИ	65 – 85 см
ШИРИНА СПИНКИ	25* / 42 см
РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДНОЖКА ДО СИДЕНЬЯ / КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРОВОК	28,5 – 43,5 см / 7 позиций
ДЛИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	110 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	66 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	50 см
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА	80 кг
РОСТ ПАЦИЕНТА	130 – 175 см

*) значения указаны со вставками или **) с подушками
Погрешность измерения +/- 20 мм, +/- 1,5 кг



тёмно-серый / светло-серый




чёрный / синий



чёрный / зелёный

Базовая комплектация:



Складная рама коляски с сиденьем



Держатели стоп



5-точечный ремень



Подушки уменьшающие сиденье



Поручень-ограничитель



Корзина




Регулируемый абдуктор



Регулируемый подголовник



Навес



Ремни для разведения ног



Сумка для аксессуаров



Дождевик

Дополнительные аксессуары:



Столик
15 300 руб.



Москитная сетка
5 500 руб.



Перчатки
7 400 руб.



Мешок для ног
12 300 руб.



Зонтик
11 330 руб.

Примечания:

Итого: руб.

