



delfi

BATH CHAIR



ГИГИЕНИЧЕСКИЙ УХОД КОМФОРТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

Основная функция кресла для ванны DELFI предоставить лицам, осуществляющим уход, возможность легко выполнять задачи по купанию и гигиене, обеспечивая при этом **максимальную безопасность и комфорт** для пользователя. Просторная конструкция не стесняет движений, делая гигиенические процедуры более удобными. Кресло подходит для использования как в ваннах, так и в душевых кабинах.

Кресло для ванны DELFI доступно в трёх размерах для пользователей с разным весом и потребностями:

S-версия – для молодых пациентов весом до **30 кг**

M-версия – для пациентов весом до **50 кг**

L-версия – для пациентов весом до **70 кг**

NEW

Кресло для ванны DELFI оснащено рядом необходимых функций безопасности, таких как **регулируемый подголовник, стабилизирующий пояс для туловища и ремни для ног**, что значительно повышает уровень безопасности во время купания. Кроме того, опоры кресла покрыты поролоном, который не только обеспечивает отличное сцепление, но и защищает поверхности от царапин.

Возможности регулировки отдельных сегментов кресла – **угол наклона подголовника, угол наклона спинки и угол наклона подставки для ног**. В сочетании с возможностью регулировки глубины сиденья регулировка позволяют оптимизировать положение пациента и адаптировать изделие к индивидуальным параметрам пользователя в указанном диапазоне.

**ЭТО МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕГО В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ЭТИКЕТКОЙ.**

ПОКАЗАНИЯ

- клинические показания включают церебральный паралич
- менингит
- грыжа позвоночника
- дистрофия
- парез
- повреждение конечностей и т. д.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Неправильное положение тела и длительное нахождение человека в одном положении может иметь негативные последствия.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Кресло для ванны **DELFI** имеет алюминиевую конструкцию, представляющую собой скелет с подвижными сегментами, имеющими регулировку по высоте **шеи (1)**, **бёдер (2)** и **коленей (3)**. Он также имеет **регулируемую глубину сиденья**, что позволяет адаптировать устройство к индивидуальным потребностям пациента.

Лёгкий каркас изготовлен из герметичных алюминиевых трубок, что предотвращает попадание воды внутрь. Перфорированная обивка из синтетической ткани, натянутой на нее, инертна к воде, а его структура влияет на короткое время высыхания кресла.



МОДИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ

Кресло для ванны **DELFI** имеет специальный диапазон регулировки глубины сиденья. В сочетании с гибкой обивкой мы получаем устройство, адаптированное к индивидуальным потребностям пациента.



ФУНКЦИИ

Угол наклона подголовника

Функция регулировки угла наклона подголовника помогает отрегулировать безопасное и удобное положение головы ребенка во время купания, чтобы вода не попадала в глаза ребенку, например, при мытье волос.

Угол наклона спинки

Регулировка угла наклона спинки позволяет пользователю занять оптимальное положение, гарантирующее комфорт и безопасность во время купания.

Угол наклона подставки для ног

Регулировка угла наклона спинки подставки для ног позволяет установить оптимальное положение ног ребенка во время купания, что дает возможность взрослому человеку свободно выполнять гигиенические процедуры в максимально удобном положении.



КРЕСЛО ДЛЯ ВАННЫ ЦВЕТА



СИНЯЯ обивка



ОРАНЖЕВАЯ обивка



ЗЕЛЁНАЯ обивка

ОБОРУДОВАНИЕ



ПОДГОЛОВНИК



ТАЗОВЫЙ РЕМЕНЬ



ДЕРЖАТЕЛИ
ГОЛЕНИ



РЕМЕНЬ ДЛЯ
СТАБИЛИЗАЦИИ



НАКЛАДКА ДЛЯ
БЁДЕР

ТРИ ВЕРСИИ / ТРИ РАЗМЕРА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СТУЛЬЕВ ДЛЯ ВАННОЙ

Общая длина : 138 - 142 см

Общая ширина : 39 см

Общий вес стула: 5,4 кг

Эффективная глубина сиденья: 38 - 42 см

Длина спинки: 45 см

Длина подставки для ног: 37 см

Максимальный вес пользователя: 30 кг

Общая длина : 157 - 161 см

Общая ширина : 44 см

Общий вес стула: 5,8 кг

Эффективная глубина сиденья: 38 - 42 см

Длина спинки: 51 см

Длина подставки для ног: 47 см

Максимальный вес пользователя: 50 кг

Общая длина : 174 - 182 см

Общая ширина : 49 см

Общий вес стула: 6,7 кг

Эффективная глубина сиденья: 40 - 50 см

Длина спинки: 56 см

Длина подставки для ног: 51 см

Максимальный вес пользователя: 70 кг

Выбор медицинского изделия, подходящего для конкретного заболевания и состояния пациента, должен осуществляться совместно с врачом-физиотерапевтом. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и этикеткой или проконсультируйтесь с врачом, если это возможно.