

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА HERCULES PRIME R129

Итого: руб.

Особенности:

- ✓ Мягкие накладки на плечевые ремни



- ✓ Быстро складывается до компактных размеров



- ✓ Регулировка высоты спинки



- ✓ Быстросъемная пряжка для плечевых ремней



- ✓ Регулировка угла наклона спинки



Технические характеристики:

THOMASHILFEN Hercules Prime R129

| | |
|---|----------------------------------|
| Глубина сиденья | 40 - 48 см |
| Ширина сиденья | 38 см |
| Высота спинки | 55 - 80 см |
| Ширина спинки | 45 см |
| Высота плеч (направ-я ремня) | 38 - 60 см |
| Ширина плеч (направ-я ремня) | 45 см |
| Угол наклона (базовая модель) | 0 ° |
| Угол наклона (с углом наклона осн-я 10 °) | 0 ° / 2,5 ° / 5 ° / 7,5 ° / 10 ° |
| Угол наклона (с углом наклона осн-я 20 °) | 12,5 ° / 15 ° / 17,5 ° / 20 ° |
| Длина голени | 17 - 43 см |
| Высота боковых поддержек | 20 - 45 см |
| Расстояние между бок. поддержками | 41 см |
| Габариты (ШхВхГ) | 52 x 88 x 43 см |
| Габариты в слож. виде (ШхВхГ) | 55 x 21 x 60 см |
| Вес сиденья (базовая модель) | 12,3 кг |
| Мах рост пользователя | 130 - 180 см |
| Мах вес пользователя | 80 кг |



Thomashilfen Hercules Prime R129
Артикул: (980000460000)
380 600 руб.

Поместится ли кресло Hercules Prime R129 в мою машину?

При максимальной высоте спинки между подголовником и крышей автомобиля должно быть расстояние не менее 5 см / 2 дюйма, чтобы высокие пользователи могли комфортно использовать автокресло Hercules Prime R129



Базовая комплектация:

- Автокресло
- Подголовник
- Плечевые поддержки
- Мягкие накладки на тазовые упоры
- 5-ти точечный ремень
- Накладка на паховый ремень
- Направляющая ремня



Удлиннитель глубины подголовника (+4 см)

Артикул: 9800004960000
9 800 руб.



Дополнительное увеличение высоты кресла (+4 см)

Артикул: 9800004950000
7 550 руб.



Абдуктор

Артикул: 9800004121000
32 400 руб.



Боковые поддержки, узкие

Артикул: 9800004290000

32 700 руб.



!!! нельзя использовать вместе поддержки (9800004290000) и откидные поддержки (9800004051000)

Боковые поддержки, откидные, узкие

Артикул: 9800004051000

55 100 руб.



Боковые поддержки, широкие

Артикул: 9800004280000

53 450 руб.



!!! нельзя использовать вместе поддержки (9800004280000) и откидные поддержки (9800004061000)

Боковые поддержки, откидные, широкие

Артикул: 9800004061000

55 100 руб.



Боковые поддержки колен

Артикул: 9800005560000


36 050 руб.



Поддержка шеи

Артикул: 9800005620000

30 650 руб.



**Подставка для ног,
складная**

Артикул: 9800005540000
59 550 руб.



Стабилизация спереди

Артикул: 9800005550000
28 100 руб.



***Функция наклона
10° (0°, 2.5°, 5°, 7.5°, 10°)**

*при заказе данной функции всегда указывайте
необходимость ее установки заранее



Не смонтирована

Артикул: 9800004760000
37 450 руб.

Предварительно смонтирована

Артикул: 9800004761000
37 450 руб.

***Функция наклона
от 12,5 до 20°
(12.5°, 15°, 17.5°, 20°)**

!!!! доступна только про заказе "Функция
наклона 10°"



Артикул: 9800004770000
13 580 руб.

Поворотная платформа



Не смонтирована

Артикул: 9800004750000
55 900 руб.

Предварительно смонтирована

Артикул: 9800004751000
55 900 руб.

*при заказе данной функции всегда указывайте необходимость ее установки заранее

Адаптер Seatfix

Артикул: 9800004790000
22 900 руб.



*обязательная опция для стабилизации; Адаптер Seatfix и стабилизирующую дугу нельзя использовать вместе

Зажимная дуга

Артикул: 9800004210000
15 600 руб.



Подушка для платформы

Артикул: 9800005130000
13 450 руб.



*подушка рекомендуется для автомобильных сидений с регулируемым механизмом регулировки сиденья, чтобы компенсировать контактную поверхность функциональной пластины и автомобильного сиденья

Соединитель нагрудных ремней

Артикул: 9800004230000
1 850 руб.



Направляющая ремня с другой стороны

Артикул: 9800004900000
17 100 руб.



Коврик для защиты кресла автомобиля

Артикул: 9800008141000
7 050 руб.



Защитный чехол для сиденья

Артикул: 9800004970000
9 500 руб.



Защитная накладка на магнитном замке

Артикул: 9800004340000
22 500 руб.



Передняя накладка

Артикул: 9800004330000
4 200 руб.



Примечания:

Итого: руб.