

Ф.И.О. ребенка:

Тел./Адрес доставки:

Примечания:

БЛАНК ЗАКАЗА

meWa

Особенности:



Функция колыбели
6,5° - 26,5°



Регулировка угла
наклона спинки
9° - 87°



Регулировка угла
наклона подножки
64° - 180°



Изменение
положения
сиденья



Установка на
комнатную раму

Прогулочная коляска MyWam Mewa

Размер 1
209 289 руб.



Технические характеристики:

ДЛИНА КОЛЯСКИ	97 – 132 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ	62,5 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ	125 – 128 см
ОБЩИЙ ВЕС	20,5 – 25 кг
ЭФФЕКТИВНАЯ ГЛУБИНА СИДЕНЬЯ	24*/28 см
ШИРИНА СИДЕНЬЯ	25*/32 см
ВЫСОТА СПИНКИ	62 см
ШИРИНА СПИНКИ	20*/30 см
РАССТОЯНИЕ ОТ ПОДНОЖКА ДО СИДЕНЬЯ / КОЛИЧЕСТВО РЕГУЛИРОВОК	17 – 32 см / 5 позиций
ДЛИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	рама 84 см / сиденье 88 см
ШИРИНА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	рама 61 см / сиденье 43 см
ВЫСОТА КОЛЯСКИ СЛОЖЕННОЙ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	рама 26 см / сиденье 42 см
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПАЦИЕНТА	40 кг
РОСТ ПАЦИЕНТА	90 – 125 см

*) значения указаны со вставками или **) с подушками
 Погрешность измерения +/- 20 мм, +/- 1,5 кг



светло-серый



зелёный



бежевый



чёрный



чёрный / золотой

Базовая комплектация:



Складная рама коляски со съёмным сиденьем




5-точечный ремень



Навес



Регулируемый абдуктор



Боковые поддержки и подголовник




Подушки, уменьшающие сиденье



Поручень-ограничитель



Дождевик



Подушки



Ремни для разведения ног



Корзина



Подстаканник



Столик
15 300 руб.



Москитная сетка
5 500 руб.



Сумка для аксессуаров
14 520 руб.



Перчатки
7 400 руб.



Мешок для ног
12 300 руб.



Зонтик
11 350 руб.



Комнатная рама*
82 150 руб.

*Универсальная для Mewa / Mouse

Примечания:

Итого: руб.